

히포크라테스정신!

SHUMA

척추 / 재활 / 교정 / 성장 / 비만 클리닉

가정용 목 견인운동 의료기

슈마 DA-100

슈마(SHUMA)

운동법으로 재활 및 교정

이제는 집에서 아무때나 편안하게 견인운동하자!

목디스크 !!

어깨결림 !!

팔저림 !!

사용대상자

- * 팔저림 증상이 있을 때
- * 지속적인 목통증, 목디스크 증상이 있을 때
- * 어깨, 등뒤 혹은 앞가슴으로 내려오는 방사통이 있을 때
- * 손의 감각 이상 (무딘감각, 예민한 감각)이 있을 때
- * 통증이 없는데 어깨를 들어 올릴 수 없을 때
- * 팔이나 손가락의 힘이 약해질 때

www.damedi.com
(주)대안의료기



슈마 목견인운동기(문틀형)

- * 목디스크, 어깨 결림으로 고생하시는분
- * 목통증으로 인한 자세불균형이 요통으로 발전하신분
- * 디스크진단을 받았지만 위험성 때문에 수술을 하실 수 없는분

특장점

- * 탄력밴드(Tension)는 수축과 이완의 반복작용으로 탈출된 디스크 수액이 제자리로 돌아가게 됩니다
- * 목 견인과 경부운동을 동시에 할 수 있습니다
- * 환자의 상태에 따라 조절견인이 가능하며 남녀노소 누구나 사용할 수 있습니다
- * 상체의 자유로운 견인운동법은 근육을 강화시켜 줍니다
- * 다양한 운동법으로 안전하고 편하게 목 견인을 합니다

[슈마 DA-100 구성품]



철봉사이즈 76cm~105cm(80~100cm)
[문틀사이즈가 76cm이하는 전화 주세요]



현수걸이 탄력밴드 세트

규격 및 사양

- * 제 품 명 : 슈마 목견인운동의료기
(수동식정형용운동장치)
- * 모 델 명 : 슈마 DA-100
- * 사용장소 : 옥내용
- * 철봉길이 : 최소760mm ~ 최대1,050mm
- * 제품무게 : 3.4kg
- * 최대견인인력 : 20kg
- * 품목신고번호 : 서울제신16-18호

다양한 운동법

슈마 목견인기는 증상에 따라 **하루 2~10분정도, 일일 1~3회 사용을 권장** 합니다.
목견인운동의료기기를 사용해 보시고 **개운하고 시원함을 느껴 보세요 ~ ~ !!**



턱당기기

몸돌리기

몸통돌리기

목이완하기

목돌리기

목견인(몸뒤로젓하기)