

적용 대상자

- * 뇌졸중 환자
- * 파킨슨 환자
- * 불완전 척수손상 환자
- * 교통사고 환자
- * 와상환자
- * 재활과 보행훈련이 필요한 환자

안정성

환자 혼자서
재활치료 가능!

경제성

환자는 물론, 환자
가족의 심리적 경제적
비용절감과
시간 관리가능!

효과성

상체견인으로
인한 재활운동
가능!



고령친화우수제품

(주)대안의료기 02-3437-8275

www.damedi.com www.대안의료기.com

슈마 보행차
(슈마DA-2600)

특징 및 기능

- * 슈마 보행차(슈마DA-2600)는 침대맡으로 보행기를 넣고 환자를 케어할 수 있도록 설계되었습니다.
- * 오랜 병상생활로 하체가 약하신 분들의 보행 훈련에 많은 도움이 됩니다.
- * 보조기를 사용하여 보행연습을 하는 환자나 보행연습전에 부분체중보행훈련(partial weight bearing)을 하는 환자에 대하여 바른자세로 양손을 자유롭게 사용할 수 있으며 넘어지는 위험을 해소시켜 환자가 불안감없이 보행훈련을 할 수 있습니다.

적용 환자

- * 불완전 척수손상 환자
- * 뇌졸중 환자
- * 교통사고 환자
- * 오랜 침상 생활로 인해 보행이나 일어서는 능력 저하를 보이는 환자
- * walker나 cane, crutch를 사용하여 보행연습을 하는 환자군

규격 및 사양

- * 제 품 명 : 보행차(성인용보행기)
- * 모 델 명 : 슈마DA-2600
- * 종 류 : B형 옥내용
- * 제품크기 : 73cm(W)x85cm(D)x217cm(H)
- * 철봉높이 : 174cm ~ 217cm
- * 손잡이높이 : 96cm ~ 138cm
- * 바퀴크기 : 10.5cm
- * 제품무게 : 27kg
- * 최대사용자체중 : 100kg




사진설명



• 회전시 전환레버



• 하지보정밴드



• 직선시 전환레버



• 손잡이 팔받침 높낮이 조절



• 자켓 세부명칭



• 자켓탈부착이 용이함.