

기립훈련기(슈마DA-7800)

장애인 보조기구
교부사업 지원품목



지체·뇌병변
장애인 1~3급
기초생활수급자
차상위 장애인



이런분이 사용하면 좋습니다

- * 오랜 침상 생활로 인해 보행이나 일어서는 능력 저하로 기립훈련이 필요한 환자
- * 척수손상으로 기립훈련이 필요한 환자
- * 교통사고로 인해 기립훈련이 필요한 환자
- * 근력 저하로 보행이 어려워 기립훈련이 필요한 환자

특장점

- * 기립훈련과 보행훈련을 할 수 있습니다
- * 사용자의 키에 따라 책상의 높낮이를 조절할 수 있습니다
- * 보조자켓 착용으로 상체하중을 줄인 상태에서 사용 할 수 있습니다
- * 보조자켓을 착용하시면 편마비 환자분 및 오랜 병상 생활로 하체가 약하신 분들의 보행에 많은 도움이 됩니다
- * 무릎이 약하신 분의 체중을 줄여주어 효과적으로 이용하실 수 있습니다
- * 걸음걸이와 균형잡기가 불안정한 분에게 안정적인 보행훈련을 할 수 있습니다
- * 책상의 탈부착이 편리합니다
- * 침대에서 바로 기립훈련이 가능합니다

제품사양

- * 제 품 명 : 기립훈련기
- * 모 델 명 : 슈마DA-7800
- * 최대사용자체중 : 100kg
- * 제품무게 : 27kg
- * 책상높이 : 90cm ~ 138cm
- * 철봉높이 : 195cm ~ 215cm
- * 제품크기 : 폭(70cm)x길이(85cm)x높이(215cm)
- * 제조자명 : (주)대안의료기

기능설명

- * 철봉높이조절캡



철봉의 조절캡을 이용하여 철봉 높이를 조절합니다.

- * 손잡이높이조절 고무링



사용자의 키에 따라 고무링을 움직여 높이를 조절합니다.

- * 바퀴 잠금장치(스토퍼)



기립훈련 시 주차용 잠금장치를 잠그고 바퀴를 고정시킵니다.

자켓 착용방법



자켓을 침상 또는 휠체어에 앉을 수 있게 펴줍니다.



- 하지벨트를 허벅지 안쪽에서 바깥으로 감싸고 붙여줍니다.
- 조임벨트를 체결하고 조임 레버를 움직여 조여줍니다.



기립용 벨트의 안전고리를 보조자켓 하단부의 자켓링에 체결합니다.



SHUMA
(주)대안의료기

TEL : 02)3437-8275 FAX : 02)458-3158
서울특별시 광진구 광나루로 524
www.damedi.com www.ishuma.co.kr